

## Persoonlijke FM Hoor Assistent

### De perfecte ondersteuning voor uw hoortoestel

- *Reduceert ongewenste achtergrond geluiden*
- *Versterkt het gewenste geluid van dichtbij en veraf*
- *Veelzijdig in het dagelijks leven*



**De Conversor®**

# Ontspannen Luisteren

## Overall - voor een actief leven.

**Introductie Conversor** - het eerste betaalbare hoor hulpmiddel dat gebruikers de veelzijdigheid biedt om optimaal te genieten van de mooie dingen van iedere dag.

Met ongeëvenaard comfort, zeer eenvoudig in gebruik, en draadloze mobiliteit, is *De Conversor* het perfecte gezelschap voor iedereen met hoorproblemen. Gemakkelijk te gebruiken bij hoortoestellen met een luisterspoel, binnenoor implantaten of stereofonische hoofdtelefoons.

*De Conversor* richt zich op de gewenste geluiden, dichtbij of veraf, filtert ongewenste achtergrond geluiden en verbetert het volume en de zuiverheid van het gewenste geluid sterk. Doordat ongewenste achtergrond geluiden weggehaald zijn, is het gewenste geluid veel helderder en beter verstaanbaar, zelfs in een drukke omgeving. En doordat het beschikbare geluidsniveau verhoogd wordt, komt er minder spanning op de hoortoestel versterkers, en wordt vervorming en feedback geëlimineerd.

## Discreet en comfortabel in het gebruik

*De Conversor* bestaat uit twee lichtgewicht componenten - een FM microfoon/zender en een ontvanger.

De compacte, draadloze FM microfoon/zender zorgt voor een verbetering van het geluidsniveau en de helderheid, dichtbij de gebruiker of veraf. Gebruikers kunnen zich richten op de geluiden die ze willen horen door de gewenste microfooninstelling te selecteren - de *Zoom* instelling voor gefocust horen en een-op-een conversaties of de *Omni-Directional* instelling voor groepsdiscussies en bij sociale gelegenheden.

De microfoon/zender kan in de hand gehouden worden en direct worden gericht op de gewenste geluidsbron; neergelegd worden op een geschikte oppervlakte in de nabijheid van de bron tot op

Met *Conversor*, kunnen gebruikers beter en actiever participeren in dagelijkse hoorsituaties, zonder de frustratie van het slecht verstaan. Het biedt u ontspannen luisteren en converseren in elke omgeving waar gebruikers zijn - hetzij in een klaslokaal of op kantoor, bij sociale gelegenheden, bij het autorijden, tijdens boodschappen doen, of gewoon thuis. Doordat *De Conversor* voldoet aan de speciale eisen van gebruikers in bijna alle omgevingen, heeft u geen andere ondersteunende hoorapparatuur meer nodig, zoals de infrarood of induction loop systemen.



Ontvanger hanger



Draadloze FM microfoon/zender

25 meter afstand; of een spreker kan hem in huis dragen, in een klaslokaal. of tijdens een lezing.

Het kan tevens direct aangesloten worden op TV, stereo, VCR/DVD/CD speler, of computer, voor meer hoorplezier. De ontvanger wordt gedragen door de gebruiker als een hanger om de nek, boven of discreet onder de kleding, en zendt het sterk verbeterde geluid van de zender naar uw hoortoestel of naar stereofonische hoofdtelefoons, welke eenvoudig in de ontvanger ingeplugd kunnen worden.



# Waarin verschilt De Conversor?

De Conversor biedt gebruikers optimale geluidskwaliteit en veelzijdigheid in zeer gevarieerde luistersituaties. Dit is mogelijk door de unieke eigenschappen:


## Reductie van Achtergrondgeluiden:

Unieke gepatenteerde technologie reduceert ongewenste achtergrond- en randgeluiden, tot 30 db, door het geselecteerde geluid te benadrukken en stelt gebruikers in staat zich te richten op dat, wat men wil horen.


**Draadloze Transmissie:** Geeft flexibiliteit bij grotere afstanden. De microfoon kan dicht bij de geluidsbron geplaatst worden, en zendt het geluid duidelijk verbeterd naar de gebruiker, tot op 25 meter afstand.

**Zoom Instelling:** Stelt de gebruiker in staat zich te richten op een specifiek geluid uit een verzameling van geluiden. Andere ongewenste achtergronden randgeluiden worden sterk gereduceerd.

**Omni-Directional Instelling:** Pikt rondom de gebruiker de geluiden helder op - ideaal voor etentjes of vergaderingen. Plaats bijvoorbeeld de microfoon/zender op de tafel voor ontspannen luisteren tijdens een groepsgesprek.



Zoom Instelling



Omni-Directional Instelling



Door het hoorapparaat op „T“ te zetten wordt de interne microfoon uitgeschakeld en de Conversor microfoon ingeschakeld. Met de verschillende modi kunt u het geluid verder verbeteren.




De microfoon kan, gebruikmakend van een eenvoudig inklapbare standaard in de buurt van de geluidsbron geplaatst worden, of in de hand gericht worden op de gewenste geluidsbron.

## Verbeterd horen in verschillende alledaagse situaties


### Drukke, lawaaiige omgevingen.

Conversor stelt de gebruiker in staat zich te focussen op de gewenste geluidsbron. Met de unieke onderdrukkingstechnologie worden ongewenste geluiden van de zij- en achterkant sterk gereduceerd.




In een klaslokaal of college zaal

**Zachte geluiden.** De Conversor versterkt automatisch gewenste geluiden en stelt de gebruiker in staat om zelfs de zachte geluiden te horen zonder inspanning of het harder moeten zetten van het hoorapparaat.




In een druk restaurant/café

**Ontspannen conversaties.** De Conversor biedt een zeer verbeterd geluidsniveau en helderheid. Ideaal voor interactie met familie, vrienden, of collega's op een meer ontspannen manier.





Tijdens het autorijden



Terwijl u televisie kijkt

*De Conversor -  
Veelzijdig in het  
dagelijks leven...*



PROGRESS HEARING

**Progress Hearing BV**  
Tel: 010 512 10 39  
info@progresshearing.nl  
[www.progresshearing.nl](http://www.progresshearing.nl)

CBR01\_DUT